


ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM LUER

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, FILTRE PURGE, L = 190cm	REFERÊNCIA: 110.1548	DES. TÉCNICO: Nº 1548 REV.04	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, FILTER 15µ, PURGEERFILTER, L = 190cm			



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117+C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T624	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Embalagem
Cód. Barras 560771601548 6
50 unidades por saco; 2 x 50 = 100 unidades / caixa

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 11 / 12 / 2019