


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, RAMPE 5 ROBINETS À 3 VOIES, SITES D'INJECTION SANS AIGUILLE, 2 ROBINETS À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 370cm PERFUSIESET, 15µ FILTER, KRANENBALK MET 5 3-WEGKRANEN, NAALDLOOS INSPUITPUNT, 2x 3-WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 370cm	REFERÊNCIA: 110.1864	DES. TÉCNICO: Nº 1864 REV.08	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	------------------------------------	--	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 200cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T629	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- 5-KRANENBALK (PSU) / - RAMPE À 5 ROBINETS	C133	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	7
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- NORMALE LEIDING 130cm / - TUBULURE NORMALE 130cm	T035	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- NAALDLOOS TWEERICHTINGS INSPUITPUNT - SITE D'INJECTION BIDIRECTIONNEL SANS AIGUILLE	C145	1
- NORMALE LEIDING 20cm / - TUBULURE NORMALE 20cm	T004	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C163	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- BESCHERMKAPJE / - BOUCHON PROTECTEUR	C69	1



Embalagem
Cód. Barras 560771601864 7
20 unidades por saco;
2x20=40 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019