


ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO

| | | | |
|---|---|---|--|
| DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, RÉGULATEUR DE DÉBIT ET SITE D'INJECTION EN Y, L = 165cm PERFUSIESET, 15µ FILTER, DEBIETREGELAAR EN Y-INSPUITPUNT, L = 165cm | REFERÊNCIA: 110.0765 SS200FEY | DES. TÉCNICO: Nº 765 REV.06 | TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL |
|---|---|---|--|

COMPONENTES

| DESIGNAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
|--|-------------|------------|
| - BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR | C1 | 1 |
| - PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC | C115 | 1 |
| - 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR | C117 + C120 | 1 |
| - 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ | C121 | 1 |
| - DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC | C74 | 1 |
| - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP) | T678 | 1 |
| - PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE | C267 | 1 |
| - WIELTJE VOOR PRECISIËROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER DE PRÉCISION | C214 | 1 |
| - DEBIETREGELAAR / RÉGULATEUR DE DÉBIT | C108 | 1 |
| - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 60cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 60cm, SANS PHTHALATES (DEHP) | T695 | 1 |
| - BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS | C81 | 1 |
| - SPECIALE LEIDING 2.5X4.1mm, 20cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP) | T416 | 1 |
| - CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm | C198 | 1 |
| - LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE | C261 | 1 |



| |
|-----------------------------------|
| Embalagem |
| Cód. Barras 560771600765 8 |
| 50+25 unidades por saco, |
| 75 unidades / caixa |



STERILE EO

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019