


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, ROBINET À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 215cm PERFUSIESET, FILTER 15µ, 3-WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 215cm	REFERÊNCIA: 110.1868	DES. TÉCNICO: Nº 1868 REV.06	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	---	--	--



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T624	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS LEIDING 2 X 4,01mm, 15cm, DEHP-VRIJ - NKS TUBULURE 2 X 4,01mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T765	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601868 5

50 unidades por saco.; 2x50= 100 unidades / caixa



STERILE EO

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019