


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



| Embalagem |
|---|
| Cód. Barras 560771601754 1 |
| 50 unidades por saco,; 2x50= 100 unidades / caixa |

| DESIGNAÇÃO: | REFERÊNCIA: | DES. TÉCNICO | TIPO DE PRODUTO |
|---|-------------|-------------------|-----------------|
| SET À PERFUSION, FILTRE 15µm, SITE D'INJECTION, ROBINET 3-VOIÉS, LUER LOCK FIXE, FILTRE PURGE = 195cm PERFUSIESET MET, 3-WEGKRAAN, Y-INSPUITPUNT, 15µm FILTER EN PURGEEFILTER =195cm | 110.1754 | Nº 1754 REV.08 | DESCARTÁVEL |

| COMPONENTES | | |
|--|-------------|------------|
| DESIGNAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
| - BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR | C1 | 1 |
| - PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC | C115 | 1 |
| - 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR | C117 + C120 | 1 |
| - FILTRE 15um / - 15um FILTER | C121 | 1 |
| - DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC | C74 | 1 |
| - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 125cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 125cm, SANS PHTHALATES (DEHP) | T623 | 1 |
| - PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE | C267 | 1 |
| - WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER | C214 | 1 |
| - BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS | C81 | 1 |
| - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ | T419 | 1 |
| - CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm | C198 | 2 |
| - 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES | C260 | 1 |
| - PLUG / - BOUCHON | C46 | 1 |
| - TUBULURE SPECIAL 2.5x4.1mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5x4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ | T416 | 1 |
| - LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE | C261 | 1 |



Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019