


SUBJECT: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO



DESIGNATION: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, RÉGULATEUR DE DÉBIT, ROBINET À 3 VOIES ET SITE D'INJECTION EN Y, L = 255cm PERFUSIESET, 15µ FILTER, DEBIETREGELAAR, 3-WEGKRAAN EN Y-INSPUITPUNT, L = 255cm	REFERÊNCIA 110.1550	DES. TÉCNICO Nº 1550 REV.06	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERENCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / – PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / – FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE NORMALE 80cm SANS PHTHALATES (DEHP) - NORMALE LEIDING 80cm – DEHP-VRIJ	T011	1
-DEBIETREGELAAR / RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ	T610	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- PLUG / – BOUCHON	C46	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C194	1
- TUBULURE NORMALE 50cm SANS PHTHALATES (DEHP) - NORMALE LEIDING 50cm – DEHP-VRIJ	T008	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1