


ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO



Embalagem
Cód. Barras 560771601831 9
50 unidades por saco,
50 unidades / caixa

DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA:	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, RÉGULATEUR DE DÉBIT ET 2 SITES D'INJECTION SANS AIGUILLE ET FILTRE PURGE, L = 215cm	110.1831	Nº 1831 REV.05	DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, 15µ FILTER, DEBIETREGELAAR EN 2 x NAALDLOOS INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 215cm			

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- NORMALE LEIDING 80cm / - TUBULURE NORMALE 80cm	T011	1
-DEBIETREGELAAR / RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T610	1
- NAALDLOOS TWEERICHTINGS INSPUITPUNT - SITE D'INJECTION BIDIRECTIONNEL SANS AIGUILLE	C145	2
- NORMALE LEIDING 5cm / - TUBULURE NORMALE 5cm	T001	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T419	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ		
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019