


ASSUNTO: - SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, SITE D'INJECTION EN Y, 2 x 2 ROBINETS À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 280cm PERFUSIESET, FILTER 15µ, Y-INSPUITPUNT, 2 x 2 3- WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 280cm	<b>REFERÊNCIA</b>  <b>110.1813</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1813 <b>REV.06</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> <b>DESCARTÁVEL</b>
--	--	---	--



<b>Embalagem</b>
<b>Cód. Barras 560771601813 5</b>
50 unidades por sacco ; 50unidades / caixa



**STERILE EO**

Dep. Quality  
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117+C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 120cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 120cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T642	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,10mm, 25cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.10mm, 25cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T417	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	2
- PLUG / - BOUCHON	C46	4
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	2
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 25, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 25cm, DEHP-VRIJ	T455	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1