


ASSUNTO: 308 – CONTROLADORES DE DÉBITO

DESIGNAÇÃO: PROLONGAMENTO COM CONTROLADOR DE DÉBITO, PONTO DE INJEÇÃO EM Y E FILTRO PURGA PROLONGATEUR À CONTRÔLE DÉBIT, SITE EN Y ET FILTRE PURGE VERLENGLEIDING MET DEBIETREGELAAR, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER	REFERÊNCIA 311.0734	DES. TÉCNICO Nº 734 REV.07	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	-------------------------------	---	---------------------------------------

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- VROUWELIJKE PLUG - BOUCHON	C46	1
- VROUWELIJKE LUER-LOCK - LL FEMELLE	C197	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW - REGULATEUR DE DEBIT EASYFLOW	C108	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE A INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C81	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4, - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1
- NORMALE LEIDING 10cm – DEHP-VRIJ - TUBULURE NORMALE 10cm S/PHTHALATES (DEHP)	T002	2
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T416	1

Embalagem
Cód. Barras 560771600734 4
50 unidades por saco ; 2 x 50 = 100 unidades / caixa



Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 16 / 02 / 2015