


ASSUNTO: SISTEMAS COM LUER LOCK



DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8um, TUBE POMPE 200cm, LUER LOCK ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE PERFUSIESET, 8um HYDROFIELE FILTER, LEIDING 200cm, LL EN PURGEERFILTER «STOPAR»	REFERÊNCIA: 110.1310	DES. TÉCNICO: Nº 1310 REV.07	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 200cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T629	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601310 9

50 unidades por saco,

2x50=100 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 27 / 10 / 2016