


ASSUNTO: SISTEMAS COM LUER LOCK

MAXIMUM PRESSURE= 2Bar



DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, FILTRE PURGE, L = 210cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, PURGEERFILTER, L = 210cm "STOPAR"	REFERÊNCIA: 110.1310	DES. TÉCNICO: Nº 1310 REV.08	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	------------------------------------	---	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 200cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T629	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Embalagem
Cód. Barras 560771601310 9
50 unidades por saco,
2x50=100 unidades / caixa

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019