


ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM LUER



DESIGNAÇÃO: 2 -WEG PERFUSIESET, FTALAATVRIJ FILTER 15µm, DISTALE LL MET PURGEERFILTER =180cm SET A PERFUSION AVEC CHAMBRE SANS PVC, FILTRE 15µm, LUER LOCK ET FILTRE PURGE =180cm	REFERÊNCIA: 110.1548	DES. TÉCNICO: Nº 1548 REV.03	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	---	--	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR	C117+C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / – FILTRE 15 µ	C121	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T624	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / – CONNECTEUR LL	C33	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601548 6
50 unidades por saco; 2 x 50 = 100 unidades / caixa

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 03 / 2016