


ASSUNTO: SISTEMAS COM Y



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET A PERFUSION, FILTRE 15µm, SITE EN Y, LUER LOCK FIXE ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE =195cm PERFUSIESET, FILTER 15µm, Y INSPUITPUNT, LL EN PURGEERFILTER =195cm	<b>REFERÊNCIA</b>  <b>110.1624</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1624 <b>REV.04</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
--	--	---	---

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 160cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 160cm, DEHP-VRIJ	T622	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

**Embalagem**

**Cód. Barras 560771601624 7**

50 unidades por saco, 2x50= 100 unidades / caixa

**Elaborado GQ**

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 03 / 2016