

ASSUNTO: PROLONGAMENTOS STANDARD

DESIGNAÇÃO: PROLONGATEUR PVC, 60cm PVC VERLENGLEIDING, 60cm 2.5x4.1mm	REFERÊNCIA 311.0348 P2LLSP60 MF	DES. TÉCNICO Nº 348 REV.04	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	---	--	---------------------------------------

COMPONENTES


DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- BESCHERMKAPJE /- BOUCHON PROTECTEUR	C28	1
- LEIDING 2.5x4.1mm, 60cm, DEPH-FREE - TUBULURE 2.5x4.1mm, 60cm, SANS PHTHALATES	T422	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C197	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1

Embalagem

Cód. Barras 560771600348 3

50 unidades por saco,

4 x 50 = 200 unidades / caixa

Maximum pressure: 24bar (600PSI)

Elaborado DQ

Ass.: Miguel Matias Data: 22/ 05/ 2017