

ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

**DESIGNAÇÃO:**

SET A PERFUSION AVEC CHAMBRE SANS PVC,  
FILTRE 15µm, AVEC PROLONGATEUR AVEC RAMPE 5  
ROBINETS, VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y ET  
2ROBINET 3 VOIES = 370cm

PERFUSIESET MET PVC-VRIJE DRUPPELKAMER, FILTER  
15µm, KRANENBLOK LL MET 5 KRANEN, NAALDVRIJE 2  
RICHTINGSKLEP EN 2x3 WEGKRAAN = 370cm


**REFERÊNCIA:**  
**110.1864**

**DES. TÉCNICO:**  
Nº 1864  
**REV.07**

**TIPO DE  
PRODUTO:**  
DESCARTÁVEL

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 200cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T629	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	2
- 5-KRANENBALK (PSU) / - RAMPE À 5 ROBINETS	C133	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	7
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- NORMALE LEIDING 130cm / - TUBULURE NORMALE 130cm	T035	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP	C145	1
- NORMALE LEIDING 20cm / - TUBULURE NORMALE 20cm	T004	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C163	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- BESCHERMKAPJE / - BOUCHON PROTECTEUR	C69	1



Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

**Embalagem**

**Cód. Barras 560771601864 7**

20 unidades por saco;

2x20=40 unidades / caixa