


20 gouttes-druppels/ml

ASSUNTO: SISTEMAS COM GRADUAÇÃO

DESIGNAÇÃO: BURETTE 150ml AVEC 2 SPIKES, FILTRE 15µm, SITE D'INJECTION EN Y, LL MOBILE ET FILTRE PURGE, L=220cm BURETSET 150ml MET 2 SPIKES, 15µm FILTER, Y-INSPIJTPUNT, MOBILE LL EN PURGEERIFLTER, L=220cm	REFERÊNCIA: 110.1611	DES. TÉCNICO: Nº 1611 REV.06	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
---	--------------------------------	---	--



COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	2
- PERFORATOR MET LUCHTINLAAT / - PERFORATEUR AVEC PRISE D'AIR	C23	2
- INSPIJTPUNT LATEXVRIJ / - SITE D'INJECTION SANS LATEX	C36	1
- - BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	3
- TUBULURE NORMALE 15cm / - NORMALE LEIDING 15cm	T003	2
- Y VERBINDINGSSTUK / CONNECTION Y	C41	1
- TUBULURE 2.85x4.15mm, 7cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING 2.85x4.15mm, 7cm -DEHP VRIJ	T1017	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	2
- BOVENDEKSEL BURET / - COUVERCLE BURETTE	C52	1
- BURETTE 150ml / BURET 150ml	C55	1
- VALVE / AFSLUITKLEP	C60	1
- ONDERDEKSEL BURET / FOUDE BURETTE	C54	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE 15µm / - 15µm FILTER	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 140cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 140cm, DEHP-VRIJ	T672	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIEROLKLEM - ROULETTE POUR CLAMP ROLLER DE PRÉCISION	C214	1
- PRECISIEROLKLEM ORANJE / - CLAMP ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ MET PRIKBEVEILIGING - SITE D'INJECTION EN Y, SANS LATEX, AVEC PROTECTION DES DOIGTS	C81	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, S/ PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771601611 7
50 unidades / caixa



STERILE EO

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 27/ 02 / 2020