


ASSUNTO: TORNEIRAS E RAMPAS COM PROLONGAMENTOS



DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
PROLONGATEUR 3 VOIES 100cm ET LUER LOCK MOBILE 3 – WEGKRAAN MET VERLENGLEIDING 100cm	311.0453 PTR3SMF100 LLM NKS	Nº 453 REV.07	DESCARTÁVEL

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG - LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	2

Embalagem

Cód. Barras 560771600453 4

50 unidades por saco,

2x50= 100 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019