


ASSUNTO: SISTEMAS COM Y



Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016

DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
SET A PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8um, SITE EN Y, LUER LOCK FIXE ET FILTRE PURGE, 195cm	110.1500	Nº 1500 REV.05	DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER 8um, Y INSPUITPUNT, LL EN PURGEERFILTER, 195cm			
«STOPAR»			

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 160cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 160cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T622	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T419	1
- LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601500 4

Fotopolímero: STOPAR + Bomba Dialex + Y

50 unidades por saco, 2x50= 100 unidades / caixa