


## ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE 15µm, Y-SITE, 3 ROBINETS 3-VOIES, LUER LOCK FIXE, FILTRE PURGE = 325cm PERFUSIESET 15µ , Y-SITE, 3 x 3-WEGKRAAN, PURGEERFILTER =325cm	<b>REFERÊNCIA:</b>  <b>110.1775</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1775 <b>REV.11</b>	<b>TIPO DE</b> <b>PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------

## COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T624	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C81 / C324	1
NKS TUBULURE 2x4,01mm, 5cm, SANS PHTHALATES (DEHP) NKS LEIDING 2x4,01mm, 5cm, DEHP-VRIJ	T466	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	3
NKS TUBULURE 2x4,01mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) NKS LEIDING 2x4,01mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	2
NKS TUBULURE 2x4,01mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) NKS LEIDING 2x4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T489	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	3
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

## Embalagem

Cód. Barras 560771601775 6

50 unidades / caixa