


**ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y**

<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, SITE D'INJECTION EN Y, 3 ROBINETS À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 325cm  PERFUSIESET, FILTER 15µ, Y-INSPUITPUNT, 3 x 3-WEGKRAAN EN PURGEEFILTER, L = 325cm	<b>REFERÊNCIA:</b>  <b>110.1775</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1775 <b>REV.12</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
--	---	---	---------------------------------------

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T624	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
NKS TUBULURE 2x4,01mm, 5cm, SANS PHTHALATES (DEHP) NKS LEIDING 2x4,01mm, 5cm, DEHP-VRIJ	T466	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	3
NKS TUBULURE 2x4,01mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) NKS LEIDING 2x4,01mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	2
NKS TUBULURE 2x4,01mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) NKS LEIDING 2x4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T489	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	3
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



**Embalagem**  
Cód. Barras 560771601775 6  
50 unidades / caixa

~~DEHP~~  
**NO DEHP**

~~LATEX~~  
**NO LATEX**



**STERILE EO**

Dep.Quality  
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019