


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA



DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION AVEC CHAMBRE, FILTRE 15um, ROBINET 3 VOIES, LUER LOCK MOBILE ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE =175cm PERFUSIESET MET DRUPPELKAMER, FILTER 15um,3-WEGKRAAN, DRAAIBARE LL EN PURGEERFILTER =175cm	REFERÊNCIA 103.2538	DES. TÉCNICO Nº 2538 REV.00	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	--	---	---------------------------------------

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

Embalagem

Cód. Barras 560771602538 6

50 unidades por saco,

2x50=100 unidades / caixa