

60 gouttes-druppels/ml

ASSUNTO: SISTEMAS COM GRADUAÇÃO

**dialex**  
BIOMEDICA



**DESIGNAÇÃO:**

BURETTE À MICROPERFUSION AVEC 2 SPIKES 150ml, FILTRE 15µm, 2 SITES D'INJECTION SANS AIGUILLE, LL ET FILTRE PURGE, L=300cm, MICROPERFUSIEBURETSET MET 2 SPIKES 150 ml, 15µm FILTER, 2 NAALDLOZE INSPUITPUNTEN, LL EN PURGEEIFILTER, L=300cm

**REFERÊNCIA:**

110.1834

**DES. TÉCNICO:**

Nº 1834

REV.08

**TIPO DE PRODUTO:**

DESCARTÁVEL


**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	2
- PERFORATOR MET LUCHTINLAAT / - PERFORATEUR AVEC PRISE D'AIR	C23	2
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	2
- NORMALE LEIDING 20cm / - TUBULURE NORMALE 20cm	T004	1
- NORMALE LEIDING 40cm / - TUBULURE NORMALE 40cm	T007	1
- Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y	C41	1
- TUBULURE 2.85x4.15mm, 7cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING 2.85x4.15mm, 7cm -DEHP VRIJ	T1017	1
- BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	3
- INSPUITPUNT LATEXVRIJ / - SITE D'INJECTION SANS LATEX	C36	1
- BOVENDEKSEL BURET / - COUVERCLE BURETTE	C52	1
- BURETTE 150ml / BURET 150ml	C55	1
- VALVE / AFSLUITKLEP	C60	1
- ONDERDEKSEL BURET / - FOND BURETTE	C54	1
- MICRO-DRIP 60 dr/1ml	C113	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 90cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 90cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T763	1
- WIELTJE VOOR PRECISIEROLKLEM - ROULETTE POUR CLAMP ROLLER DE PRÉCISION	C214	1
- PRECISIEROLKLEM ORANJE / - CLAMP ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- SITE D'INJECTION SANS AIGUILLE BIDIRECTIONELLE EN Y - NAALDVRIJE 2-RICHTINGSKLEP	C145	2
- NORMALE LEIDING 110cm / - TUBULURE NORMALE 110cm	T013	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1


**Embalagem**

**Cód. Barras 560771601834 0**

50 unidades / caixa



**STERILE EO**



Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 27/ 02 / 2020