


ASSUNTO: SISTEMA DE SOROS COM Y



DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSÃO, FILTRE 15µ, SITE D'INJECTION EN Y ET FILTRE PURGE, L = 175cm PERFUSIESET, FILTER 15µ, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 175cm	REFERÊNCIA 102.0773 SS200YFLLM	DES. TÉCNICO Nº 773 REV.02	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	---	---	---------------------------------------

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 140CM, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 140CM, SANS PHTHALATES (DEHP)	T672	1
PRECISIE ROLKLEM ORANJE / ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- TUBULURE NORMALE 20cm / - NORMALE LEIDING 20cm	T004	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- LUER-LOCK PLUG / - LUER-LOCK STOPJE	C28	1

Embalagem
Cód. Barras 560771600773 3
100 unidades / caixa



STERILE EO

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019