


ASSUNTO: SISTEMA DE SOROS COM Y

DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE 15 µm ET SITE EN Y, LUER LOCK MOBILE =175cm PERFUSIESET MET 15µm FILTER, Y-INSPUITPUNT EN DRAAIBARE LL =175cm	REFERÊNCIA 102.0773 SS200YFLLM	DES. TÉCNICO Nº 773 REV.01	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--	--	---------------------------------------



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 140cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 140cm, DEHP-VRIJ	T672	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- TUBULURE NORMALE 20cm / - NORMALE LEIDING 20cm	T004	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE A INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C81 / C324	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- LUER-LOCK PLUG / - LUER-LOCK STOPJE	C28	1

Embalagem

Cód. Barras 560771600773 3

100 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 03 / 2016