


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8µm, 2 ROBINET 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRE PURGE, 290cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER 8µm, 2x3 WEGKRAAN, Y- INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, 290cm «STOPAR»	REFERÊNCIA 110.0921	DES. TÉCNICO Nº 921 REV.06	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	-----------------------------------	---	---------------------------------------

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T611	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T419	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	2
- NKS TUBULURE 2X4.10mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2X4,10mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C198	2
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771600921 8
50 unidades por saco,
50 unidades / caixa

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016