


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



DESIGNAÇÃO:

SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, SITE D'INJECTION EN Y, 2 ROBINETS À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 290cm
PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, Y-INSPUITPUNT, 2 x 3-WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 290cm
"STOPAR"

REFERÊNCIA

110.0921

DES. TÉCNICO

Nº 921

REV.08

TIPO DE PRODUTO
DESCARTÁVEL

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T611	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T419	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	2
- NKS TUBULURE 2X4.10mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2X4,10mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771600921 8

50 unidades por saco,

50 unidades / caixa



STERILE EO

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019