


ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT, FILTRE 15µ ET SITE D'INJECTION EN Y = 165cm PERFUSIESET MET DEBIETREGELAAR, 15µ FILTER EN Y-INSPUITPUNT = 165cm	REFERÊNCIA: 110.0765 SS200FEY	DES. TÉCNICO: Nº 765 REV.06	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	---	---	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T678	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIEROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER DE PRÉCISION	C214	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW / - RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 60cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 60cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T695	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- SPECIALE LEIDING 2.5X4.1mm, 20cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T416	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261 – GREEN	1



Elaborado GQ
Ass.: Miguel Matias Data: 26 / 01 / 2017

Embalagem
Cód. Barras 560771600765 8
50+25 unidades por saco,
75 unidades / caixa