


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA Y

<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8um, PROLONGATEUR AVEC RAMPE 3 ROBINETS, VALVE ANTI-REFLUX, VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y ET FILTRÉ PURGE, 280cm PERFUSIESET, 8um HYDROFIELE FILTER, KRANENBLOK LUER-LOCK MET 3 KRANEN MET TERUGSLAGKLE, NAALDVRIJE 2-RICHTINGSKLEP, LL EN PURGEERFILTER, 280cm «STOPAR»	<b>REFERÊNCIA:</b>  <b>110.1700</b>	<b>DES. TÉCNICO:</b> Nº 1700 <b>REV.09</b>	<b>TIPO DE PRODUTO:</b> DESCARTÁVEL
---	---	--	--



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- 3-KRANENBALK (PSU) / - RAMPE À 3 ROBINETS	C135	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	3
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- NORMALE LEIDING 80cm / - TUBULURE NORMALE 80cm	T011	1
- TERUGSLAGKLEP / - VALVE ANTI-REFLUX	C271	1
- NORMALE LEIDING 2cm / - TUBULURE NORMALE 2cm	T535	1
- VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP	C145	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T416	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ		
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRÉ PURGE	C261	1

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016

Embalagem

Cód. Barras 560771601700 8

25 unidades por saco;

2x25=50 unidades / caixa