


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSSION, FILTRE HYDROPHILE, RAMPE DE 3 ROBINETS À 3 VOIES, VALVE ANTI-RETOUR, SITE D'INJECTION SANS AIGUILLE ET FILTRE PURGE, L = 270cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, KRANENBALK MET 3 3-WEGKRANEN, TERUGSLAGKLEP, NAALDLOOS INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 270cm «STOPAR»	REFERÊNCIA: 110.1700	DES. TÉCNICO: Nº 1700 REV.11	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	---	--	--



Embalagem
Cód. Barras 560771601700 8
25 unidades por saco;
2x25=50 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- 3-KRANENBALK (PSU) / - RAMPE À 3 ROBINETS	C135	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	3
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- NORMALE LEIDING 80cm / - TUBULURE NORMALE 80cm	T011	1
- TERUGSLAGKLEP / - VALVE ANTI-REFLUX	C271	1
- NORMALE LEIDING 2cm / - TUBULURE NORMALE 2cm	T535	1
- NAALDLOOS TWEERICHTINGS INSPUITPUNT - SITE D'INJECTION BIDIRECTIONNEL SANS AIGUILLE	C145	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 25cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 25cm, DEHP-VRIJ	T417	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Dep.Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12/ 12 / 2019