


**ASSUNTO: SISTEMA DE SOROS COM LUER**



DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
SET POUR IRRIGATION AVEC TUBE SILICONE, VERSION LONGUE	108.1560	Nº 1454	DESCARTÁVEL
IRRIGATIESET, LANG VERSIE		REV.02	

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- 2-WEG PERFORATOR - PERFORATEUR 2 VOIES	C23	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- NORMALE LEIDING, 100cm - TUBULURE NORMALE, 100cm	T012	1
- PRECISIE ROLKLEM	C212	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- RACCORD POMBA SANDOZ	C66	2
- PEÇA ANILHA P/ SIST. BOMBA SANDOZ	C112	2
- TUBO SILICONE P/ SANDOZ 3.5X5.5, (9cm)	C84	1
- NORMALE LEIDING, 20cm - TUBULURE NORMALE, 20cm	T004	1
- VROUWELIJKE LUER-LOCK - LL FEMELLE	C45	1
- MANNELIJKE LUER-LOCK - CONNECTOR VOOR LEIDING 2,5mm	C262	1
- LEIDING 1.00x2.50mm, 180cm –DEHP VRIJ - TUBULURE 1.00x2.50mm, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T656	1



STERILE EO

Embalagem
Cód. Barras 560771601454 0
100 unidades / caixa

Dep. Quality  
Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019