


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE 15µm, ROBINET 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE =250cm PERFUSIESET, FILTER 15µm, 3 WEGKRAAN, Y- INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER =250cm	REFERÊNCIA: 110.0121 SS200FTRYBOMBA	DES. TÉCNICO Nº 121 REV.10	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	---	--	---

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ	T610	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 25cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 25cm, DEHP-VRIJ	T417	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2x4,01mm, 100cm, S/PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2x4,01mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado Dep.Q.

Ass.: Miguel Matias Data: 12 / 01 / 2018

Embalagem

Cód. Barras 560771600121 2

50+25 unidades por saco = 75 unidades / caixa