

ASSUNTO: PROLONGAMENTOS STANDARD

DESIGNAÇÃO: PROLONGATEUR PVC, 100cm PVC VERLENGLEIDING, 100cm	REFERÊNCIA 311.0342 P2LLSP100 MF	DES. TÉCNICO Nº 342 REV.04	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--	--	---------------------------------------


COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- BESCHERMKAPJE /- BOUCHON PROTECTEUR	C28	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C197	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- LEIDING 2.5x4.1mm, 100cm, DEPH-FREE - TUBULURE 2.5x4.1mm, 100cm, SANS PHTHALATES	T426	1

Embalagem**Cód. Barras 560771600342 1**

50 unidades por saco,

4 X 50 = 200 unidades / caixa

Maximum pressure: 24bar (600PSI)

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 22 / 05 / 2017