


**ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y**



Elaborado GQ  
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016

<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET A PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8µm, ROBINET 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRE PURGE, 240cm  PERFUSIESET, 8µm HYDROFIELE FILTER, 3 WEGKRAAN, Y-INSPIJTPUNT EN PURGEEFILTER, 240cm «STOPAR»	<b>REFERÊNCIA:</b>  <b>104.2030</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 2030  <b>REV.01</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
---	---	---	---------------------------------------

<b>COMPONENTES</b>		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T610	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 25cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T417	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 25cm, DEHP-VRIJ		
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	2
- 3 WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,01mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T458	1
- NKS LEIDING 2 X 4,01mm, 100cm, DEHP-VRIJ		
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

<b>Embalagem</b>
<b>Cód. Barras 560771602030 5</b>
50 unidades por saco,
2X50 = 100 unidades / caixa