


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, SITE D'INJECTION EN Y, ROBINET À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 240cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, Y-INSPUITPUNT, 3-WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 240cm "STOPAR"	REFERÊNCIA: 104.2030	DES. TÉCNICO Nº 2030 REV.02	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	------------------------------------	--	---------------------------------------



Embalagem
Cód. Barras 560771602030 5
50 unidades por saco,
2X50 = 100 unidades / caixa

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T610	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- TUBULURE SPECIALE 2.5X4.01mm, 25cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 25cm, DEHP-VRIJ	T417	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- 3 WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,01mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,01mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019