


**ASSUNTO: PROLONGAMENTOS STANDARD**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> PROLONGATEUR LL M/F 140cm, 3.0x4.1mm VERLENGLEIDING, LL M/F 140cm 3.0x4.1mm	<b>REFERÊNCIA</b> <b>301.2267</b> P2LL140 MF	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 2267 <b>REV.01</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
--	--	---	---

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG / – LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL	C198	1
- TUBULURE NORMALE (3X4.1mm), 140cm - NORMALE LEIDING (3X4.1mm), 1400cm	T015	1
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- PLUG / – BOUCHON	C46	1

**Embalagem**

**Cód. Barras 560771602267 5**

150 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 28 / 02 / 2020