


**ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE 15µm, SITE D'INJECTION, ROBINET 3-VOIES, LUER LOCK FIXE, FILTRE PURGE = 195cm PERFUSIESET MET, 3-WEGKRAAN, Y-INSPUITPUNT, 15µm FILTER EN PURGEEFILTER =195cm	<b>REFERÊNCIA:</b> 110.1754	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1754 <b>REV.07</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
---	--------------------------------	---	---------------------------------------

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- FILTRE 15µm / - 15µm FILTER	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 125cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 125cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T623	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C194	1
- NORMALE LEIDING, 30cm / - TUBULURE NORMALE, 30cm	T006	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX	C81 / C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5x4.1mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5x4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

**Elaborado GQ**

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

**Embalagem**

**Cód. Barras 560771601754 1**

100 unidades / caixa