


60 gouttes-druppels/ml

ASSUNTO: SISTEMAS COM GRADUAÇÃO

DESIGNAÇÃO: BURETTE À MICROPERFUSION 150ml, FILTRE 15µm, SITE D'INJECTION EN Y, LL MOBILE ET FILTRE PURGE, L=240cm MICROPERFUSIEBURETSET 150 ml, 15µm FILTER, Y-INSPIJTPUNT, MOBILE LL EN PURGEERIFLTER, L=240cm	REFERÊNCIA: 110.1591	DES. TÉCNICO: Nº 1591 REV.07	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
---	--------------------------------	---	--



Embalagem
Cód. Barras 560771601591 2
50 unidades por saco;
50 unidades / caixa

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR MET LUCHTINLAAT / - PERFORATEUR AVEC PRISE D'AIR	C23	1
- TUBULURE 2.85x4.15mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING 2.85x4.15mm, 20cm –DEHP VRIJ	T069	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C120 + C117	2
- INSPIJTPUNT LATEXVRIJ / - SITE D'INJECTION SANS LATEX	C36	1
- BOVENDEKSEL BURET / - COUVERCLE BURETTE	C52	1
- BURETTE 150ml / BURET 150ml	C55	1
- VALVE / AFSLUITKLEP	C60	1
- ONDERDEKSEL BURET / - FOND BURETTE	C54	1
- MICRO-DRIP 60 dr/1ml	C113	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE 15um / - 15um FILTER	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ	T611	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIEROLKLEM - ROULETTE POUR CLAMP ROLLER DE PRÉCISION	C214	1
- PRECISIEROLKLEM ORANJE / - CLAMP ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ MET PRIKBEVEILIGING - SITE D'INJECTION EN Y, SANS LATEX, AVEC PROTECTION DES DOIGTS	C81	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4.1mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR / - LL CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Dep.Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 19 / 11 / 2019