


ASSUNTO: SISTEMA DE SOROS COM Y



DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION OPAQUE ORANGE, FILTRE 15 µm ET SITE EN Y, LUER LOCK MOBILE ET AVEC FILTRE PURGE. TL=255cm PERFUSIESET OPAQUE ORANGE MET 15µm FILTER, Y-INSPUITPUNT, DRAAIBARE LL EN LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER TL=255cm	REFERÊNCIA 102.2403	DES. TÉCNICO Nº 2403 REV.00	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - ORANGE - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC - ORANGE	C116	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE ORANGE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 225cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING ORANGE VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 225cm, DEHP-VRIJ	T529	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- TUBULURE NORMALE ORANGE 20cm - NORMALE LEIDING ORANGE 20cm	T137	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE A INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C81 / C324	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

3

Embalagem
Cód. Barras 560771602403 7
100 unidades / caixa

Elaborado GQ
 Ass.: Vânia Rodrigues Data: 14 / 03 / 2016