


ASSUNTO: SISTEMA DE SOROS COM Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION OPAQUE ORANGE, FILTRE 15µ, SITE D'INJECTION EN Y ET FILTRE PURGE, L = 255cm PERFUSIESET OPAAK ORANJE, FILTER 15µ, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 255cm	REFERÊNCIA 102.2403	DES. TÉCNICO Nº 2403 REV.01	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - ORANGE - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC - ORANGE	C116	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE ORANGE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 225cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING ORANGE VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 225cm, DEHP-VRIJ	T529	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- TUBULURE NORMALE ORANGE 20cm - NORMALE LEIDING ORANGE 20cm	T137	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

3

Embalagem

Cód. Barras 560771602403 7

100 unidades / caixa



STERILE EO

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019