


ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO

DESIGNAÇÃO: PERFUSEUR A CONTROL DÉBIT, ROBINET 3 VOIES ET SITE EN Y =225cm PERFUSIESET 15µ,DEBIETREGELAAR,3-WEGKR,Y- BIJSPIJT EN PURGEERFILTER =225cm	REFERÊNCIA: 110.1550	DES. TÉCNICO Nº 1550 REV.04	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--------------------------------	--	---



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE NORMALE 80cm SANS PHTHALATES (DEHP) - NORMALE LEIDING 80cm - DEHP-VRIJ	T011	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW / - RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ	T610	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / CONNECTEUR LL	C33	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C194	1
- TUBULURE NORMALE 20cm SANS PHTHALATES (DEHP) - NORMALE LEIDING 20cm - DEHP-VRIJ	T004	1
- BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

Embalagem

Cód. Barras 560771601550 9

50 unidades por saco; 50 unidades / caixa