


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION AVEC CHAMBRE SANS PVC, FILTRE 15µm, AVEC PROLONGATEUR AVEC RAMPE 5 ROBINETS, 2 VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE =375cm PERFUSIESET MET PVC-VRIJE DRUPPELKAMER, FILTER 15µm, KRANENBLOK LUER-LOCK MET 5 KRANEN, EN VERLENGLEIDING MET 2 RICHTINGSKLEP IN Y, LL EN ONTLUCHTINGSFILTER =375cm	REFERÊNCIA: 110.1852	DES. TÉCNICO: Nº 1852 REV.06	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL



COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 200cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T629	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
5-KRANENBALK (PSU) / RAMPE À 5 ROBINETS	C133	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	5
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- NORMALE LEIDING 130cm / - TUBULURE NORMALE 130cm	T035	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP	C145	2
- NORMALE LEIDING 5cm / - TUBULURE NORMALE 5cm	T001	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 03 / 2016

Embalagem
Cód. Barras 560771601852 4
2x25 unidades por sacco =50 unidades / caixa