


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, RAMPE 5 ROBINETS À 3 VOIES ET 2 SITES D'INJECTION SANS AIGUILLE ET FILTRE PURGE, L = 375cm	REFERÊNCIA: 110.1852	DES. TÉCNICO: Nº 1852 REV.07	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, 15µ FILTER, KRANENBALK MET 5 3-WEGKRANEN, 2 x NAALDLOOS INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 375cm			



Embalagem
Cód. Barras 560771601852 4
2x25 unidades por saco =50 unidades / caixa



STERILE EO

Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 200cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T629	1
5-KRANENBALK (PSU) / RAMPE À 5 ROBINETS	C133	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	5
- VROUWELIJKE LUER-LOCK / - LL FEMELLE	C45	1
- NORMALE LEIDING 130cm / - TUBULURE NORMALE 130cm	T035	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- NAALDLOOS TWEERICHTINGS INSPUITPUNT - SITE D'INJECTION BIDIRECTIONNEL SANS AIGUILLE	C145	2
- NORMALE LEIDING 5cm / - TUBULURE NORMALE 5cm	T001	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1