


**ASSUNTO: SISTEMAS DE SANGUE COM LUER**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À TRANSFUSION AVEC 2 SPIKES, FILTRE 200µm, 32cm², TUBULURE SANS PHTHALATES ET FILTRE PURGE TRANSFUSIESET MET 2 SPIKES MET FILTER 200µm, 32cm², FTALAATVRIJE LEIDING EN PURGEERFILTER	<b>REFERÊNCIA:</b> 205.1841	<b>DES. TÉCNICO:</b> Nº 1841 REV.03	<b>TIPO DE PRODUTO:</b> DESCARTÁVEL
---	--------------------------------	---	--

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR, ROOD - PROTECTEUR DE PERFORATEUR ROUGE	C34	2
PERFORATOR/ PERFORATEUR	C20	2
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	2
- TUBULURE NORMALE 30cm / - NORMALE LEIDING 30cm	T006	1
- Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y	C41	1
- TUBULURE NORMALE 10cm / - NORMALE LEIDING 10cm	T002	1
- 1-WEG DEKSEL VOOR KAMER / - COUVERCLE 1 VOIE POUR CHAMBRE TRANSFUSEUR	C22	1
- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25 - CHAMBRE À TRANFUSION SAS25	C192	1
- BLOEDFILTER 32cm2, 200um - FILTRE À SANG 32cm2, 200um	C148	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 210cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 210cm, DEHP-VRIJ	T755	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Dep. Quality  
Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019

**Embalagem**  
Cód. Barras 560771601841 8  
75 unidades / caixa



STERILE EO