


**ASSUNTO: SISTEMAS COM LUER LOCK**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION SANS PRISE D'AIR, FILTRE 15 $\mu$ ET FILTRE PURGE, L = 215cm  PERFUSIESET ZONDER LUCHTINLAAT, FILTER 15 $\mu$ EN PURGEERFILTER, L = 215cm	<b>REFERÊNCIA</b>  110.1954	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1954 REV.03	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- 1-WEG PERFORATOR PVC-VRIJ - PERFORATEUR NON PVC À UNE VOIE	C13	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15 $\mu$ FILTER / – FILTRE 15 $\mu$	C121	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ	T624	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

<b>Embalagem</b>
<b>Cód. Barras 560771601954 5</b>
100 unidades / caixa

Dep.Quality  
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019