


ASSUNTO: SISTEMAS DE SANGUE COM TORNEIRA



DESIGNAÇÃO: SET À TRANSFUSION AVEC FILTRE 200µm, 25cm², ROBINET À 3 VOIES, TUBULURE SANS PHTHALATES ET FILTRE PURGE TRANSFUSIESET MET FILTER 200µm, 25cm², 3- WEGKRAAN, FTALAATVRIJE LEIDING EN PURGEERFILTER	REFERÊNCIA:	DES. TÉCNICO:	TIPO DE
	203.2540	Nº 2540 REV.01	PRODUTO: DESCARTÁVEL

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR ROUGE	C34	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / – PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25 - CHAMBRE À TRANSFUSION SAS25	C192	1
- BLOEDFILTER 25cm², 200µm - FILTRE À SANG 25cm², 200µm	C16	1
- LEIDING VOOR TRANSFUSIEKAMER - TUBULURE POUR CHAMBRE À TRANSFUSION	T206	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771602540 9
Fotopolímero: Sistemas p/ Administração de Sangue DIALEX + Bomba
3 X 25 (SACO) = 75 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 01 / 11 / 2016