



**AIR INLET OPEN**

**ASSUNTO: SISTEMA DE SANGUE COM TORNEIRA**

|  |                                   |   |                                       |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>DESIGNAÇÃO:</b><br>TRANSFUSEUR 25cm <sup>2</sup> AVEC DOUBLE PERFUSEUR, ROBINET ET VAR1<br>TRANSFUSIESYSTEEM MET DUBBELE SPIKE, 3-WEGKRAANTJE EN TERUGSLAGKLEP VAR1 | <b>REFERÊNCIA</b><br><br>203.1830 | <b>DES.TÉCNICO</b><br>Nº 1830<br><br>REV.06 | <b>TIPO DE PRODUTO</b><br>DESCARTÁVEL |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|

**COMPONENTES**

| DESIGNAÇÃO   | REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
|--|------------|------------|
| - 2-WEG PERFORATOR / BELUCHTINGSFILTER / BESCHERMKAPJE<br>- PERFORATEUR 2 VOIES / PRISE D'AIR AVEC FILTRE / PERFORATOR                         | C279       | 2          |
| - TUBULERE 3x4.1mm, 25cm, S/PTHALATES (DEHP)<br>- LEIDING 3x4.1mm, 25cm –DEHP VRIJ   | T005       | 2          |
| - KLEINE KLEM / PETITE PINCE   | C43        | 2          |
| - Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y   | C41        | 1          |
| - TUBULERE 3x4.1mm, 5cm, S/PTHALATES (DEHP)<br>- LEIDING 3x4.1mm, 5cm –DEHP VRIJ   | T001       | 1          |
| - 1-WEG DEKSEL VOOR KAMER<br>- COUVERCLE 1 VOIE POUR CHAMBRE TRANSFUSEUR   | C24        | 1          |
| - BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25<br>- CHAMBRE À TRANFUSION SAS25  | C192       | 1          |
| - BLOEDFILTER 25cm <sup>2</sup> , 200um / - FILTRE À SANG 25cm <sup>2</sup> , 200um  | C16        | 1          |
| - LEIDING VOOR TRANSFUSIEKAMER<br>- TUBULURE POUR CHAMBRE À TRANSFUSION  | T206       | 1          |
| - PRECISIE ROLKLEM ORANJE / - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE   | C267       | 1          |
| - WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE POUR ROLLER   | C214       | 1          |
| - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 220cm, DEHP-VRIJ<br>- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 220cm, SANS PHTHALATES (DEHP) | T713       | 1          |
| - 1-RICHTINGSKLEP MET LUER-LOCK / - VALVE NON RETOUR   | C201       | 1          |
| - 3/4 RICHTINGSKRAAN / - ROBINET 3 VOIES   | C260       | 1          |
| - VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON   | C46        | 1          |
| - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 15cm, DEHP-VRIJ<br>- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP)                                | T415       | 1          |
| - LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL  | C198       | 1          |
| - LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER<br>- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE   | C261       | 1          |

|                            |
|----------------------------|
| <b>EMBALAGEM</b>           |
| Cód. Barras 560771601830 2 |
| 75 units / box             |

Elaborado GQ  
 Ass.: Vânia Rodrigues Data: 13/ 06/ 2016