

**ASSUNTO: SISTEMA DE SANGUE COM TORNEIRA**


<b>DESIGNAÇÃO:</b> TRANSFUSEUR 25cm <sup>2</sup> AVEC DOUBLE PERFUSEUR, ROBINET ET VAR1 TRANSFUSIESYSTEEM MET DUBBELE SPIKE, 3-WEGKRAANTJE EN TERUGSLAGKLEP VAR1	<b>REFERÊNCIA</b>  <b>203.1830</b>	<b>DES.TÉCNICO</b> Nº 1830  <b>REV.08</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
--	--	--	---

**AIR INLET CLOSED**

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR, ROOD - PROTECTEUR DE PERFORATEUR ROUGE	C34	2
- 2-WEG PERFORATOR / - PERFORATEUR 2 VOIES	C23	2
- BELUCHTINGSFILTER / - PRISE D'AIR AVEC FILTRE	C117+C120	2
- TUBULERE 3x4.1mm, 25cm, S/PHTHALATES (DEHP) - LEIDING 3x4.1mm, 25cm –DEHP VRIJ	T005	2
- KLEINE KLEM / PETITE PINCE	C43	2
- Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y	C41	1
- TUBULERE 3x4.1mm, 5cm, S/PHTHALATES (DEHP) - LEIDING 3x4.1mm, 5cm –DEHP VRIJ	T001	1
- 1-WEG DEKSEL VOOR KAMER - COUVERCLE 1 VOIE POUR CHAMBRE TRANSFUSEUR	C24	1
- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25 - CHAMBRE À TRANFUSION SAS25	C192	1
- BLOEDFILTER 25cm <sup>2</sup> , 200um / - FILTRE À SANG 25cm <sup>2</sup> , 200um	C16	1
- LEIDING VOOR TRANSFUSIEKAMER - TUBULURE POUR CHAMBRE À TRANSFUSION	T206	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE / - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 220cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 220cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T713	1
- 1-RICHTINGSKLEP MET LUER-LOCK / - VALVE NON RETOUR	C201	1
- ¾ WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 15cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T415	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

**EMBALAGEM**  
Cód. Barras 560771601830 2  
25 unidades por sacco; 3X25=75 unidades / cx



~~DEHP~~  
**NO DEHP**

~~LATEX~~  
**NO LATEX**



**STERILE EO**

Dep.Quality  
Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019