


ASSUNTO: PROLONGAMENTOS STANDARD



DESIGNAÇÃO: PROLONGATEUR LL M/F AVEC CLAMP, 85cm VERLENGLEIDING LL M/F MET KLEM, 85cm	REFERÊNCIA 301.2114	DES. TÉCNICO Nº 2114 REV.00	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	-----------------------------------	--	---

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG - LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- KLEINE KLEM - PETITE PINCE	C353	1
- SPECIALE LEIDING 2.7 X 4,10mm, 85cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.7X4.10mm, 85cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T425	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C197	2
- VROUWELIJKE PLUG - BOUCHON	C46	1

Embalagem
Cód. Barras 560771602114 2
150 unidades / caixa



Dep.Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 09/ 10 / 2019