


ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM LUER



| | | | |
|---|---|---|---|
| DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION SANS PERFORATEUR =170cm PERFUSIESET ZONDER PERFORATOR, MAAR MET LUER LOCK AANSLUITING = 170cm | REFERÊNCIA 108.0194 S10 LL | DES. TÉCNICO Nº 194 REV.04 | TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL |
|---|---|---|---|

COMPONENTES

| DESIGNAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
|--|------------|------------|
| - LUER-LOCK PLUG / – LUER-LOCK STOPJE | C28 | 2 |
| - LUER-LOCK CONNECTOR / – CONNECTEUR LL | C198 | 2 |
| - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 10cm, DEHP-VRIJ, 3.00x4.10mm - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 10cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 3.00x4.10mm | T648 | 1 |
| - DEKSEL 1-WEG VOOR DRUPPELKAMER - COUVERCLE 1 VOIE POUR CHAMBRE | C24 | 1 |
| - DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC | C74 | 1 |
| - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 160cm, DEHP-VRIJ, 3.00x4.10mm - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 160cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 3.00x4.10mm | T622 | 1 |
| - WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER | C214 | 1 |
| - PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE | C267 | 1 |



STERILE EO

Embalagem

Cód. Barras 560771600194 6

50 unidades por saco,

2 x 50 = 100 unidades / caixa

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019