


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8µm, PROLONGATEUR AVEC ROBINET 3 VOIES, VALVE ANTI-REFLUX, VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y ET FILTRE PURGE, 220cm PERFUSIESET, 8µm HYDROFIELE FILTER, 3- WEGKRAAN, TERUGSLAGKLEP, NAALDVRIJE 2- RICHTINGSKLEP, LL EN PURGEERFILTER, 220cm «STOPAR»	REFERÊNCIA: 110.1699	DES. TÉCNICO: Nº 1699 REV.09	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	---	--	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T678	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C194	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NORMALE LEIDING 100cm / - TUBULURE NORMALE 100cm	T012	1
- TERUGSLAGKLEP / - VALVE ANTI-REFLUX	C271	1
- NORMALE LEIDING 2cm / - TUBULURE NORMALE 2cm	T535	1
- VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP	C145	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771601699 5
25 unidades por saco;
3x25=75 unidades / caixa

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016